


Anti-Smad1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15797

Artikelnummer: CM0018307



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Smad1 (AS 20-240). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die BMP-Signalweg- und Entwicklungsbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smad1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Smad1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4086
GeneID	4086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-240 von humanem Smad1 enthält (NP_001003688.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15797
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel