


Anti-Smad1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Artikelnummer: CM0006807



Einführung

KO-validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Smad1 (Q15797). Geeignet für WB, IHC-P, IP, ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für BMP-Signalwegsforschung, Entwicklungsbiologie und Studien zur Gewebekomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Smad1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4086
Gen-ID	4086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-240 von humanem Smad1 (NP_005891.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15797
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel