


Anti-Smad1/Smad5/Smad9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Artikelnummer: CM0024699



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Smad1/Smad5/Smad9, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in humanen und murinen Proben. Geeignet für BMP-Signalwegsforschung, embryonale Entwicklungs- und Zelldifferenzierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smad1/Smad5/Smad9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Smad1/Smad5/Smad9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4086/4090/4093
Gen-ID	4086/4090/4093
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 19-125 von humanem Smad1/Smad5/Smad9 (NP_005891.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel