

Anti-Smad2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796

Artikelnummer: CM0025803



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Smad2, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für TGF-beta-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO-validiert] Smad2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4087
Gen-ID	4087
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Smad2 (NP_005892.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15796
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eistasche