

## Anti-Smad2/Smad3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Chip, Elisa - Q15796 / P84022

Artikelnummer: CM0011255



### Einführung

KO-validierter Anti-SMAD2/SMAD3 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunpräzipitation, Chromatin-Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den TGF-beta/Activin-Signaltransduktor SMAD2/SMAD3 ab.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validiert] SMAD2/SMAD3 Kaninchen mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | 4087/4088                                                                                                                            |
| GenID             | 4087/4088                                                                                                                            |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 198-298 von menschlichem SMAD2/SMAD3 (NP_005892.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IP, ChIP, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | Q15796/P84022                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 25-52 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |