

Anti-Smad2/Smad3 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796/P84022

Artikelnummer: CM0019884



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SMAD2/SMAD3, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-SMAD2/SMAD3. Hohe Spezifität für die Erforschung des TGF-beta-Signalwegs und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMAD2/SMAD3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; SMAD2/SMAD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4087/4088
GenID	4087/4088
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-270 des menschlichen SMAD2/SMAD3SMAD3 entspricht (NP_005893.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15796/P84022
Proteinmasse	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel