


Anti-Smad3 (Ko-Validiert) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P84022

Artikelnummer: CM0006476



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Smad3 (P84022) gerichtet ist. KO-validiert für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunhistochemie und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der TGF- β -vermittelten Transkription und Chondrogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Smad3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 119-219 von humanem Smad3 (NP_005893.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P84022
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel