


Anti-Smad3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P84022

Artikelnummer: CM0022715



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-Smad3-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur TGF-beta-Signalübertragung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Smad3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4088
GeneID	4088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150–250 des humanen Smad3 (NP_005893.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84022
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku