


Anti-Smad5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Elisa - Q99717

Artikelnummer: CM0007071



Einführung

Anti-Smad5 monoklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt Smad5 von Mensch, Maus und Ratte. Ein zentraler Transkriptionsfaktor der BMP-Signalgebung, beteiligt an Entwicklung und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Smad5 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	DWFC; JV5-1; MADH5; d5
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4090
GenID	4090
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 186-260 des menschlichen Smad5 (NP_005894.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99717
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel