


Anti-Smad5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Artikelnummer: CM0023165



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Smad5, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Erkennt das 52 kDa große SMAD-Familienmitglied 5, einen zentralen Transkriptionsregulator bei der BMP-Signalübertragung und im Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smad5 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4090
Gen-ID	4090
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 186-465 des menschlichen Smad5 entspricht (NP_005894.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99717
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel