


Anti-Smap1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb5

Artikelnummer: CM0021449



Einführung

Hochwertiger Anti-SMAP1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-SMAP1. Ideal für die Untersuchung der Clathrin-abhängigen Endozytose und Erythropoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMAP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SMAP-1; SMAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	60682
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IYB5
Proteinmasse	50kDa
Versand	Eisbeutel