

Anti-Smarca1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28370

Artikelnummer: CM0013179

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMARCA1 (SWI/SNF-verwandtes Chromatin-Remodeler). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SMARCA1. Ideal für epigenetische und transkriptionelle Regulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SWI; ISWI; SWI2; SNF2L; SNF2L1; SNF2LB; SNF2LT; hSNF2L; NURF140; SMARCA1
Spezies	Human
GeneID (human)	6594
GeneID	6594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem SMARCA1 (NP_003060.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28370
Protein-Gewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel