

Anti-Smarca2 / Brm Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Chip, Elisa - P51531

Artikelnummer: CM0007054



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SMARCA2/BRM, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA. Ziel-ATPase, die an der Chromatin-Remodellierung beteiligt ist, nützlich für die Transkriptions- und Neuroentwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCA2 / BRM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BIS; BRM; SNF2; SWI2; hBRM; NCBRS; Sth1p; BAF190; SNF2L2; SNF2LA; hSNF2a; SMARCA2 / BRM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6595
GenID	6595
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51531
Proteingewicht	181kDa
Versand	Eisbeutel