

Anti-Smarca5/Snf2H Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60264

Artikelnummer: CM0010255



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SMARCA5/SNF2H (O60264). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Chromatin-Remodellierung und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCA5/SNF2H Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	ISWI, SNF2H, hISWI, hSNF2H, WCRF135, SMARCA5/SNF2H
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8467
GenID	8467
Immunogen	Synthetisches Peptid Synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Aminosäurebereich 953-1052 von humanem SMARCA5/SNF2H (O60264) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60264
Proteinmasse	122 kDa
Versand	Eisbeutel