

Anti-Smarca5/Snf2H Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60264

Artikelnummer: CM0020326



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SMARCA5/SNF2H, einen ATP-abhängigen Chromatin-Remodler. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zu Nukleosom-Remodellierung, DNA-Replikation und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCA5/SNF2H Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ISWI; SNF2H; hISWI; hSNF2H; WCRF135; SMARCA5/SNF2H
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8467
Gen-ID	8467
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-400 des menschlichen SMARCA5/SNF2H enthält (NP_003592.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60264
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Eisbeutel