


Anti-Smarcad1-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H4L7

Artikelnummer: CM0005410



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes SMARCAD1 gerichtet ist und für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA validiert wurde. Erkennt SMARCAD1 in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für Studien zur Chromatinremodellierung und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCAD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56916
GenID	56916
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 928-1026 von humanem SMARCAD1 (NP_064544.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4L7
Proteingewicht	68 kDa / 117 kDa
Versand	Eisbeutel