


Anti-Smarcad1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H4L7

Artikelnummer: CM0022748



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMARCAD1, validiert für WB und ELISA. Zielt auf einen ATP-abhängigen Chromatin-Remodeller ab, der für die DNA-Reparatur und die Heterochromatin-Organisation essentiell ist. Ideal für die Chromatinbiologie und die DNA-Schadensforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SMARCAD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMARCAD1; ADERM; BASNS; ETL1; HEL1; SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56916
GenID	56916
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 928-1026 von humanem SMARCAD1 (NP_064544.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H4L7
Proteingewicht	68kDa/117kDa
Versand	Eisbeutel