

Anti-Smarcb1/Snf5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12824

Artikelnummer: CM0006100



Einführung

KO-validierter kanin monoklonaler Antikörper gegen humanes SMARCB1/SNF5 (BAF47, INI1), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Chromatin-Remodellierung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SMARCB1/SNF5 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliaße	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6598
Gen-ID	6598
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12824
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel