


Anti-Smarcb1/Snf5-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q12824

Artikelnummer: CM0011046



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen SMARCB1/SNF5, validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattenproteine. Kernkomponente des BAF-Komplexes und Tumorsuppressor, geeignet für die Erforschung der Chromatin-Remodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SMARCB1/SNF5-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6598
Gen-ID	6598
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12824
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku