

## Anti-Smarcb1/Snf5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12824

Artikelnummer: CM0022078



### Einführung

SMARCB1/SNF5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Kernkomponente des BAF-Chromatin-Remodelling-Komplexes mit Funktionen bei der Kontrolle des Zellzyklus und der Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | SMARCB1/SNF5-Kaninchen-pAb                                                                                    |
| Bezeichnungen/Alias | RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5 |
| Spezies             | Mensch                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)     | 6598                                                                                                          |
| Gen-ID              | 6598                                                                                                          |
| Immunogen           | Rekombinantes Protein                                                                                         |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                     |
| Kategorie           | Polyklonale Antikörper                                                                                        |
| Anwendung           | WB, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus, Ratte                                                                                           |
| SWISS               | Q12824                                                                                                        |
| Proteingewicht      | 44 kDa                                                                                                        |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                      |