

Anti-Smarcb1/Snf5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12824

Artikelnummer: CM0030148



Einführung

Kaninchen-polyklonaler SMARCB1/SNF5 Antikörper (Q12824) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Detektiert 44kDa BAF47 Protein, eine Kernkomponente des SWI/SNF Chromatin-Remodeling-Komplexes, der an der Kontrolle des Zellzyklus und der Tumorsuppression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCB1/SNF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
Spezies	Human
Gen-ID	6598 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem SMARCB1/SNF5 (NP_003064.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12824
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel