

Monoklonaler Anti-Smarcc1/Baf155-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa, Chip - Q92922

Artikelnummer: CM0011419



Einführung

KO-validierter rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen SMARCC1/BAF155, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA und ChIP. Erkennt humanes und murines SMARCC1 (~123 kDa). Essenziell für den Chromatin-Remodelling-Prozess und die neuronale Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SMARCC1/BAF155-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6599
GeneID	6599
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92922
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Kühlakku