


Anti-Smarcc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Taq2

Artikelnummer: CM0022498



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SMARCC2 (BAF170), eine Untereinheit des SWI/SNF-Chromatin-Remodellierungskomplexes. Geeignet für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SMARCC2. Unterstützt Forschung zu transkriptioneller Regulation, Neurogenese und myeloider Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSS8, Rsc8, BAF170, CRACC2, SMARCC2
Spezies	Human
GeneID	6601
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem SMARCC2 entspricht (NP_620706.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TAQ2
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel