

Anti-Smarcd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92925

Artikelnummer: CM0015805

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SMARCD2 (BAF60B), einen Chromatin-Remodellierungsfaktor. Validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Chromatin und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6603
GeneID	6603
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 454-531 des menschlichen SMARCD2 (NP_001091896.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92925
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel