

Anti-Smarcd3 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Elisa - Q6Ste5

Artikelnummer: CM0024518

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen SMARCD3 (BAF60C), einen wichtigen Chromatin-Remodellierungsfaktor. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMARCD3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6604
GenID	6604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 275-440 des menschlichen SMARCD3 (NP_001003801.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6STE5
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel