

Anti-Smc3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Artikelnummer: CM0002059



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler SMC3-Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum Kohäsin-Komplex und Chromosomenkohäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMC3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BAM; BMH; HCAP; CDLS3; CSPG6; SMC3L1; SMC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9126
Gen-ID	9126
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1118-1217 von menschlichem SMC3 (NP_005436.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQE7
Proteingewicht	142 kDa
Versand	Eisbeutel