


Anti-Smc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Smc3 Pab) Für Wb, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Artikelnummer: CM0023246



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SMC3 gerichtet ist und für WB, IP und ELISA validiert wurde. Reagiert mit humanem und murinem SMC3. Geeignet für die Forschung an Chromosomenkohäsion, Zellzyklus und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
Spezies	Mensch
GenID	9126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 909-1199 von humanem SMC3 (NP_005436.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UQE7
Proteinmolekulargewicht	142kDa
Versand	Eisbeutel