


Anti-Smc4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ntj3

Artikelnummer: CM0004714



Einführung

Anti-SMC4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte; detektiert das Kondensin-Komplexprotein SMC4, ~147 kDa. Ideal für Forschung auf dem Gebiet der Chromosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMC4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10051
GenID	10051
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1189-1288 des menschlichen SMC4 (Q9NTJ3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NTJ3
Proteingewicht	147 kDa
Versand	Eisbeutel