

Anti-Smc5-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q8Iy18

Artikelnummer: CM0019391

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes SMC5, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der DNA-Reparatur und der Telombiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMC5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATELS2; SMC5L1; SMC5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 872-1101 des humanen SMC5 entspricht (NP_055925.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IY18
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku