


Anti-Smchd1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - A6Nhr9

Artikelnummer: CM0025626



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen SMCHD1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-SMCHD1 (226 kDa). Ideal für Studien zu Chromatin-Silencing, X-Inaktivierung und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMCHD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	BAMS; FSHD2; SMCHD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23347
Gen-ID	23347
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1756-2005 des menschlichen SMCHD1 (NP_056110.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	A6NHR9
Proteingewicht	226 kDa
Versand	Eisbeutel