

Anti-Smek1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6In85

Artikelnummer: CM0025447



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMEK1 (PPP4R3A), eine regulatorische Untereinheit von PP4. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reaktiv gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur DNA-Schadensreparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMEK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55671
GenID	55671
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 395-594 von humanem SMEK1 (NP_001271210.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6IN85
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel