


Anti-Smg1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Q15

Artikelnummer: CM0002672



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SMG1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von nonsense-vermittelter Decay und genotoxischen Stresswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMG1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ATX; LIP; 61E3.4; SMG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23049
GenID	23049
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Aminosäurenbereich 3562-3661 von humanem SMG1 (Q96Q15) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96Q15
Proteingewicht	411 kDa
Versand	Eisbeutel