


Anti-Smg7 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q92540

Artikelnummer: CM0018666



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen SMG7, einen wichtigen Faktor der nonsense-vermittelten mRNA-Zerlegung. Validiert für WB und ELISA, reagiert er kreuz mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mRNA-Überwachung und posttranskriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMG7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EST1C, SGA56M, C1orf16, SMG7
Spezies	Mensch
GeneID	9887
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des humanen SMG7 (NP_963863.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92540
Proteinmasse	127 kDa
Versand	Eisbeutel