


Monoklonaler Anti-Smmhc/Myh11 Antikörper Für Wb, Elisa - P35749

Artikelnummer: CM0006556



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchen-Antikörper gegen SMMHC/MYH11 detektiert menschliches, murine und rätliches Myosin-11 in WB und ELISA. Ideal für Studien zur glatten Muskelkontraktion und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMMHC/MYH11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4629
GenID	4629
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1160-1313 von menschlichem SMMHC/MYH11 (NP_002465.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35749
Proteingewicht	227 kDa
Versand	Eispackung