


Monoklonaler Anti-Smmhc/Myh11 Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35749

Artikelnummer: CM0004986



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SMMHC/MYH11 (Myosin-11), geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen; 227 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMMHC/MYH11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4629
Gen-ID	4629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1160-1313 von menschlichem SMMHC/MYH11 (NP_002465.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35749
Proteingewicht	227 kDa
Versand	Eisbeutel