

Anti-Smn1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Artikelnummer: CM0019791



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SMN1 (Survival Motor Neuron 1). Validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Spleißen und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMN1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6606
GeneID	6606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 11-169 von SMN1 (NP_000335.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16637
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku