

Anti-Smn2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16637

Artikelnummer: CM0015353



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMN2, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Assemblierung von spliceosomalen snRNPs und der Entwicklung von Motoneuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Art	Mensch
Gen-ID	6607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-197 des humanen SMN2 (NP_059107.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16637
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel