

Anti-Smn2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16637

Artikelnummer: CM0012841



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SMN2 (Survival-Motor-Neuron-Protein). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Spleißvorgängen, neuromuskulären Erkrankungen und Mechanismen der spinalen Muskelatrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SMNC, BCD541, GEMIN1, TDRD16B, C-BCD541, SMN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-197 von humanem SMN2 (NP_059107.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16637
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel