

Anti-Smoc1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4F8

Artikelnummer: CM0023163

Einführung

SMOC1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der das menschliche und murine SMOC1-Protein erkennt. Geeignet für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. SMOC1 ist ein sezerniertes kalziumbindendes Protein, das für die Entwicklung von Augen und Gliedmaßen essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMOC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	OAS; SMOC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64093
GenID	64093
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-250 des menschlichen SMOC1 (NP_071420.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H4F8
Proteinmasse	48kDa
Versand	Eisbeutel