

Anti-Smox Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwm0

Artikelnummer: CM0015548



Einführung

SMOX Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen Spermin-Oxidase gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem SMOX. Ideal für die Polyamin-Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMOX Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAO; SMO; PAO1; PAOH; PAO-1; PAOH1; C20orf16; SMOX
Spezies	Mensch
Gen-ID	54498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-544 von menschlichem SMOX (NP_787033.1) entspricht
Quelle	Kanin Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWM0
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel