


Anti-Smpd1 / Asm Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P.17405

Artikelnummer: CM0028996



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMPD1/ASM (saure Sphingomyelinase), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Sphingolipid-Stoffwechsel, zur Apoptose und zur Niemann-Pick-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMPD1 / ASM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6609
GenID	6609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 70-340 von humanem SMPD1 / ASM (NP_000534.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17405
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel