


Anti-Smpd1 / Asm Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Artikelnummer: CM0024324



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches SMPD1/ASM (saure Sphingomyelinase). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für die Erforschung von Sphingolipidstoffwechsel, lysosomalen Speichererkrankungen und Wirtsverteidigung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SMPD1 / ASM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-340 von menschlichem SMPD1 / ASM (NP_000534.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17405
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel