


Anti-Smpd1 (Ko-Validiert) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - P17405

Artikelnummer: CM0007145



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches SMPD1 (saure Sphingomyelinase). Geeignet für WB, IF-F, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch und Ratte. Ideal für die Forschung zum Sphingolipidstoffwechsel und zu lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-SMPD1 (KO-validiert) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper
Anmerkungen/Alias	ASM; NPD; ASMASE; D1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6609
Gen-ID	6609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die Aminosäuren 70-340 von menschlichem SMPD1 (NP_000534.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P17405
Protein-Gewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel