


Anti-Smpd3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ny59

Artikelnummer: CM0014148



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMPD3 (nSMase2), geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist die Sphingomyelin-Phosphodiesterase 3, die an der Ceramid-vermittelten Apoptose und der Knochenmineralisierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMPD3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NSMASE2; SMPD3
Art	Mensch
Gen-ID	55512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 416-655 des humanen SMPD3 (NP_061137.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NY59
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlakku