


Monoklonaler Anti-Smpd3/Nsmase2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ny59

Artikelnummer: CM0007714



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SMPD3/NSMase2 (SWISS: Q9NY59). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen des Sphingolipidstoffwechsels, der Apoptose und der Knochenmineralisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMPD3/NSMase2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 461-655 des humanen SMPD3/NSMase2 (NP_061137.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NY59
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlakku