


Anti-Smtn Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P53814

Artikelnummer: CM0026317



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Smoothelin (SMTN)-Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt SMTN aus Mensch, Maus und Ratte, ein Strukturprotein des Zytoskeletts in glatter Muskulatur. Ideal für Studien an vaskulärem und kontraktilem Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMTN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMTN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6525
GenID	6525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 65-325 des menschlichen SMTN (NP_001193946.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53814
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel