


Anti-Smu1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q2Tay7

Artikelnummer: CM0031089



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SMU1 gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Detektiert SMU1 in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für Forschung zu Spliceosom, Mitose und Virusinfektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMU1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BWD; SMU-1; fSAP57; SMU1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55234
Gen-ID	55234
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem SMU1 (NP_060695.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q2TAY7
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel