

Anti-Smug1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q53Hv7

Artikelnummer: CM0014660

Einführung

SMUG1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und Maus-SMUG1, einer einzelstrangselektiven Uracil-DNA-Glycosylase, die an der Basenexzisionsreparatur beteiligt ist. Ideal für Studien zu DNA-Schäden und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMUG1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23583
Gen-ID	23583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-270 des humanen SMUG1 (NP_055126.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q53HV7
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel