


Anti-Smurf2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau4

Artikelnummer: CM0006702



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SMURF2 (Q9HAU4), reaktiv bei Mensch und Maus. Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Entwickelt mit rekombinantem Immunogen (AS 201-290). Ideal für Studien zur E3-Ubiquitin-Ligase-Funktion und zum TGF-beta-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMURF2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	SMURF2; E3-Ubiquitin-Protein-Ligase SMURF2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64750
Gen-ID	64750
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 201-290 des humanen SMURF2 (Q9HAU4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9HAU4
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel