

Anti-Smyd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nb12

Artikelnummer: CM0020139

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SMYD1 (Protein mit SET- und MYND-Domäne 1), einen Repressor der Histon-H3K4-Methyltransferase, der für die Kardiomyozyten-Differenzierung entscheidend ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMYD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	150572
GeneID	150572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-350 des menschlichen SMYD1 (NP_938015.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NB12
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel